

Notice des fauteuils roulants de douche MOBILEX



102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A	
www.orthinea.com		www.orthinea.com	

Notice des fauteuils roulants de douche MOBILEX

1. Domaine d'utilisation

Votre fauteuil roulant de douche MOBILEX est destiné à une utilisation de chaise garde-robe, d'assise pour la douche et de fauteuil roulant, pour l'intérieur de la maison uniquement. Il est destiné à transporter une seule personne dans un environnement adapté. Il est destiné à un utilisateur d'au moins 40Kg, et de maximum 130Kg, ou 150Kg en largeur 51cm, ou 200Kg en largeur 56cm. Pour les handicaps amenant une absence de tonus musculaire du tronc ou un tonus très fort, il faut utiliser un fauteuil roulant de douche avec bascule d'assise, de manière à prévenir les chutes. Dans tous les cas, chez les personnes dépendantes, ce produit ne doit pas être utilisé sans surveillance d'une tierce personne responsable.

2. Vérification et montage

A réception de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX, vérifiez les points suivants :

- dimensions : elles doivent correspondre à votre commande
 - roues : elles doivent tourner librement sur leurs axes
 - dossier : il doit être bien enfoncé dans l'assise. On ne doit pas voir les tubes de couleur aluminium.
 - freins : ils doivent bloquer efficacement votre fauteuil roulant sans être trop durs à manipuler
- En cas de doute, contactez votre revendeur.

Le montage doit être réalisé comme suit par un revendeur de matériel médical qualifié :

- assemblez les 4 roulettes sur le châssis grâce aux 4 boulons fournis. Vous devez obtenir le résultat suivant :



- enfichez le dossier dans l'assise. Il doit être bien enfoncé dans l'assise. On ne doit pas voir les tubes de couleur aluminium. Serrez les molettes situées derrière l'assise.

Fauteuil roulant de douche 302024 à assise inclinable :

- installer l'appui-tête dans son support sur la barre de poussée.
- les vérins sont assez puissants car calibrés pour des utilisateurs jusqu'à 130Kg. Manipuler la bascule d'assise à vide pour vous familiariser avec son utilisation avant toute utilisation avec une personne assise dans le fauteuil roulant.
- si les vérins gênent le passage autour des WC, votre revendeur est autorisé à les placer à l'extérieur du châssis. Il doit procéder en déplaçant un vérin puis l'autre, pour conserver une référence sur la position de chaque pièce. L'ensemble doit tenir aussi fermement qu'avant la modification.

3. Utilisation

a. Freins

Avant tout transfert, bloquez toujours au moins deux des quatre freins en abaissant les levier au-dessus de deux des quatre roulettes. Avec les grandes roues motrices, bloquez toujours les deux freins à leviers.

b. Hauteur des roulettes

On peut modifier la hauteur de l'assise sur les modèles en largeur 46cm. Il suffit de jouer sur les 2 perçages du châssis et les 2 perçages de la tige de la roulette. N'utilisez pas le réglage le plus haut, car le porte-à-faux entre la tige de la roulette et le châssis devient insuffisant.

Réglez toujours la hauteur des 4 roulettes en même temps et de la même façon.

Les modèles en largeur 51cm ont une seule hauteur possible.

c. Position sur l'assise

Asseyez-vous toujours bien au fond de l'assise. Si vous devez vous avancer sur l'assise pour vous relever ou faire un transfert, gardez bien les pieds au sol et non sur les repose-pieds, afin d'assurer l'équilibre de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX, qui risquerait sans quoi de basculer vers l'avant.

Fauteuil roulant de douche 302024 à assise inclinable : l'accompagnateur doit toujours appuyer fortement sur la barre de poussée avant de manipuler le levier qui commande la bascule de l'assise, pour assurer une remontée douce de l'assise jusqu'à la position souhaitée.

4. Entretien

Un entretien soigné de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Nettoyez régulièrement votre fauteuil roulant de douche MOBILEX avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d'un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.

Les inox très résistants à la corrosion ne font pas des visseries solides. MOBILEX utilise donc un inox très solide adapté aux visseries, mais sur lequel de la rouille de surface est susceptible d'apparaître. Pour prévenir son apparition, rincez abondamment votre fauteuil roulant de douche MOBILEX en fin de douche à l'eau claire. S'il en apparaît, un coup d'éponge suffit à la faire disparaître.

5. Garantie

Les fauteuils roulants de douche MOBILEX sont garantis 1 (un) an à partir de la date figurant sur le bon de livraison d'ORTHINEA.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX (par exemple usure des bandages).

6. Certification de conformité

La société MOBILEX A/S certifie que ses fauteuils roulants de douche sont conformes à la norme CE 93/42/EEG.

7. Destruction et recyclage

Les fauteuils roulants MOBILEX hors d'usage doivent être sortis les jours de collecte d'encombrants ou jetés en déchetterie dans la benne « métaux ». Ne les jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A	



Bon de garantie de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX

N° de série du fauteuil roulant :

Cachet du revendeur :

Date du bon de livraison ORTHINEA :

Date limite de validité de la garantie :

Les fauteuils roulants de douche MOBILEX sont garantis 1 (un) an à partir de la date figurant sur le bon de livraison d'ORTHINEA.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX (par exemple usure des pneus ou des bandages).

Les pièces échangées au titre de la garantie sont elles-mêmes garanties 6 mois après leur livraison ou jusqu'à la date limite de la garantie d'origine, si celle-ci est à plus de 6 mois.



Partie à retourner complétée à Orthinea :

Nom de l'utilisateur :

Coordonnées :

Courriel :

N° de série du fauteuil roulant de douche MOBILEX :

: Cochez cette case si vous acceptez de recevoir des informations sur les nouveautés Orthinea

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tél. : 01 69 07 61 13 Fax : 01 64 46 25 48 www.orthinea.com
TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A	