

Notice du WiSTOP



102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400013 APE 3250A	TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400013 APE 3250A

Notice du WiSTOP

1. Définition

Le WiSTOP est un appareil destiné à stopper les fauteuils roulants et scooters électriques à volonté et à distance. Il provoque un arrêt d'urgence lorsqu'on appuie sur le bouton de la télécommande.

Son objectif est de protéger les utilisateurs de fauteuil roulant ou de scooter, en permettant à un accompagnateur de stopper le véhicule s'il voit que son utilisateur est en danger.

Le WiSTOP, son principe de fonctionnement et toutes ses variantes possibles ont été brevetées. L'utilisation comme moyen anti-voil sur tout véhicule est également brevetée. ORTHINEA détient les droits exclusifs d'exploitation du brevet. Toute copie ou commercialisation de copie fera l'objet de poursuites.

2. Domaine d'utilisation

Le WiSTOP est destiné au seul usage de stopper un fauteuil roulant ou un scooter. Il ne doit pas être détourné de cet usage. Toute variante du dispositif devra avoir fait l'objet d'une fabrication spéciale, réalisée par ORTHINEA.

Le WiSTOP peut être utilisé sur tout type de fauteuil roulant ou scooter. Sa version standard dispose d'une prise à 3 broches, caractéristique de la plupart des électroniques. Pour les fauteuils roulants ou scooters disposant d'un autre type de prise, une fabrication spéciale peut permettre d'adapter la connexion.

Dans le cas des fauteuils roulants à roues avant motrices et sans dispositif anti-bascule à l'avant (Invacare G40, G50 ; Meyra Optimus ; Otto Bock C-1000, C-2000 ; etc.), la programmation du freinage en cas d'arrêt d'urgence devra être rigoureusement conforme aux préconisations du CERAH. Si un doute subsiste, consultez le fabricant du fauteuil roulant.

3. Installation

- Branchez le WiSTOP** à la prise de charge du véhicule.
- Installez le boîtier récepteur** dans le véhicule, à un endroit protégé des chocs et des projections d'eau. Sous l'assise, par exemple. Le boîtier résiste aux projections d'eau, mais il aura une meilleure durée de vie en étant bien protégé. Assurez bien la fixation, par exemple avec des colliers en plastique.
- Fixez le câble** avec des colliers, en faisant attention à ce qu'il ne traverse pas des mécanismes qui pourraient l'endommager (croisillon de bascule d'assise, par exemple). Laissez un peu de mou avant la prise de charge, de manière à pouvoir facilement débrancher le WiSTOP pour brancher le chargeur.

Contrôlez le fonctionnement du WiSTOP : faites rouler le véhicule et actionnez la télécommande.

4. Appairage d'une nouvelle télécommande

- Branchez le WiSTOP** à la prise de charge du véhicule.
- Passer un aimant** rapidement (moins d'une seconde) sur le coin supérieur gauche du WiSTOP. Un buzz se fait entendre.
- Pressez le bouton de la nouvelle télécommande**. Un double buzz se fait entendre, confirmant l'appairage.
- Testez le WiSTOP** avec la nouvelle télécommande.

5. Utilisation

Pour stopper le véhicule, actionnez la télécommande. Il s'arrête alors jusqu'à nouvel ordre. Pour débloquer le véhicule, actionnez à nouveau la télécommande.

Dans la plupart des cas, le déblocage est automatique. Sur certaines électroniques, il faut éteindre puis rallumer l'électronique pour pouvoir utiliser à nouveau le véhicule.

Ne laissez pas le WiSTOP branché lorsque vous n'utilisez pas le véhicule. Cela augmentera la durée de vie du WiSTOP et évitera qu'il ne contribue à vider les batteries en cas d'immobilisation prolongée.

N.B. : Que vous utilisiez ou non un WiSTOP, débranchez toujours les batteries des fauteuils roulants et des scooters que vous immobilisez pour plus de 2 semaines.

Le WiSTOP a une portée maximale de 100 mètres. Cette portée peut être fortement réduite si des obstacles se trouvent dans le champ d'action.

N'utilisez pas le WiSTOP sur un fauteuil ou scooter qui n'est pas dans votre champ de vision, surtout si vous ne savez pas du tout où il se trouve.

Le WiSTOP est destiné à offrir une sécurité qui donne plus de liberté à ses utilisateurs. Il doit être utilisé uniquement pour protéger l'utilisateur du fauteuil roulant ou du scooter et jamais comme une punition !

Contrôlez le bon fonctionnement du WiSTOP en début de chaque utilisation. Surveillez également régulièrement l'état de la pile de la télécommande.

Température d'utilisation : 0° à 60° Celsius. Boîtier certifié IP65, résistant aux projections d'eau.

6. Responsabilité

Le WiSTOP provoque, de par sa conception, un arrêt d'urgence similaire à celui généré par l'actionnement de l'interrupteur marche/arrêt du véhicule. Les fauteuils roulants et scooters devant être conçus par leurs fabricants pour rester stables en cas d'arrêt d'urgence, ces fabricants restent pleinement responsables de la stabilité de leur matériel dans le cadre de l'utilisation du WiSTOP.

Comme les aides à la conduite d'une voiture (ABS, par exemple), le WiSTOP n'est qu'une aide. Même avec un WiSTOP, la sécurité de l'utilisateur du fauteuil roulant ou du scooter repose sur la vigilance de l'accompagnateur, qui doit rester assez proche pour intervenir directement sur le véhicule en cas de danger. ORTHINEA ne saurait être tenu pour responsable d'un accident se produisant malgré l'utilisation d'un WiSTOP; de même en cas de défaillance de celui-ci.

7. Garantie

Le WiSTOP est garanti 1 (un) an à partir de la date figurant sur le bon de livraison ORTHINEA.

8. Certification de conformité

La société SARL AMYMAT ORTHINEA certifie que le WiSTOP est :

- conforme à la norme CE des appareils médicaux destinés à compenser un handicap
- conforme à la norme CE de compatibilité électromagnétique
- conforme à la norme RoHS sur l'utilisation des matériaux qui le composent

9. Destruction et recyclage

Le WiSTOP doit être traité comme tout déchet électroménager. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400013 APE 3250A	TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400013 APE 3250A



Bon de garantie du WiSTOP

N° de série du WiSTOP :

Cachet du revendeur :

Date du bon de livraison ORTHINEA :

Date limite de validité de la garantie :

La prise en garantie est réalisée par remplacement de l'appareil par un modèle neuf ou reconditionné, garanti 6 mois après sa livraison ou jusqu'à la date limite de l'appareil d'origine, si celle-ci est à plus de 6 mois.



Partie à retourner complétée à Orthinea :

Nom de l'utilisateur :

Coordonnées :

Courriel :

N° de série du WiSTOP :

: Cochez cette case si vous acceptez de recevoir des informations sur les nouveautés Orthinea

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A	

www.orthinea.com

www.orthinea.com